



## SESSION 2

# L'analyse rhéologique en industries céréalières **LE MIXOLAB**

- **Jour 1**
  - Bases de la chimie céréalière
  - Principes : le Mixolab standard
  - Manipulation 1
  - Autres possibilités du Mixolab (Profiler...)
  - Applications
- **Jour 2**
  - Facteurs influençant la mesure
  - Maintenance préventive
  - Manipulations 2
  - Normalisation
  - Autres solution CHOPIN Technologies
- **Public concerné :**
  - Cette formation s'adresse à des utilisateurs ayant une expérience avec l'appareil. Elle vise à permettre aux participants de maîtriser les conditions du test lors d'essais effectués en protocoles normalisés.
  - Elle intègre aussi des aspects pratiques sur l'utilisation du profiler pour fixer le dialogue meunier/boulangier.
  - Une grande partie de la formation sera axée sur les aspects applicatifs, et en particulier sur la création de protocoles personnalisés permettant d'adapter l'outil à des contraintes nouvelles (blés punaisés, autres céréales...)